



Silky Gold – уретральные баллонные катетеры с силиконовым покрытием для краткосрочного дренажа мочи, обладающие следующими особенностями:

- Катетеры SILKYGOLD производятся из натурального латекса.
- Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает легкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал.
- Укрепленная структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавлению.
- Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента.
- Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация.
- Соответствие международным стандартам BS EN 1616:1997 и ASTM F623-99.

Вид катетера	Размер (Fr)	Объем баллона (мл)	Артикул
Стандартный двухходовый	12 - 26	5 – 15	1215
Стандартный двухходовый	12 - 30	30	1230
Стандартный трехходовый	16 - 26	30	1330
Педиатрический двухходовый	8 - 10	3 - 5	1205
Женский двухходовый	12 - 24	15 - 30	1215F

РАЗМЕРЫ

Fr	Цветовая маркировка
6	Коричневый
8	Черный
10	Серый
12	Белый
14	Зеленый
16	Оранжевый
18	Красный
20	Желтый
22	Фиолетовый
24	Синий
26	Розовый
28	Коричневый
30	Черный

УПАКОВКА

Стерильная индивидуальная блистерная упаковка.
10 штук/коробка; 500 штук/картонная коробка
Общая масса: 15,3 кг.



СЭЙДЖ

ОСНОВАНО В 1995

Эксклюзивный импортер
Ribbel International Limited
в России

Центральный офис (Москва)
Телефон: +7(495) 234-39-45, 234-39-46,
690-26-64, 690-25-01, 690-28-15
Факс: +7 (495) 234-39-47
Фактический адрес: 121069, г. Москва,
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
E-mail: info@sagedmed.ru

Урал (Екатеринбург)
Телефон/факс: +7 (343) 286-19-77
Телефон моб.: +7 (912) 607-96-91
Фактический адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Мира, д. 8, офис 106
E-mail: pavlova@sagedmed.ru

Южный регион (Краснодар)
Телефон: +7 (861) 238-61-12
Телефон моб.: +7 (989) 127-02-43
Фактический адрес: 350063, г. Краснодар,
Кубанская набережная, д. 45, офис 506
E-mail: sage-kuban@sagedmed.ru

Сибирь (Новосибирск)
Телефон/факс: +7 (383) 311-00-73
Телефон моб.: +7 (983) 321-47-00
Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск,
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
E-mail: sage-sibir@sagedmed.ru

Поволжье (Нижний Новгород)
Телефон/факс: +7 (831) 411-94-56
Телефон моб.: +7 (989) 127-02-43
Фактический адрес: 603086, г. Нижний Новгород,
ул. Мануфактурная, д.14, офис 204
E-mail: sage-volga@sagedmed.ru

Северо-западный регион (Санкт-Петербург)
Телефон/факс: +7 (812) 607-59-98
Телефон моб.: +7 (911) 923-46-91
Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Социалистическая, д.14, лит. А, офис 508
E-mail: sage-spb@sagedmed.ru